

TS-500B データ入力ソフトのダウンロード方法について

ご使用になる制御用パソコンにあらかじめアプリケーションバージョン Ver. 1. 2. 1 以前の TS-500B データ入力ソフトがインストールされていることを確認してください。

1. 【ダウンロード】 ボタンをクリックし、ファイルをダウンロードしてください。
2. 保存したファイルをデスクトップなどに解凍ソフトを使用して解凍してください。
※解凍方法についてはお持ちの解凍ソフトの取扱説明書をご覧ください。
※解凍ソフトをお持ちでない方は解凍ソフトを入手してください。
3. 解凍したフォルダ内に「Updater」フォルダがあることを確認してください。
4. 「TS-500 シリーズ データ入力ソフト アップデートのしかた」を参照してアップデートしてください。